

<p>Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino L.go Turati 62 - 10128 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Direttore FF : Dr. D.Cosseddu ☎ 0115082374-375 Fax.0115082668 e-mail : labanalisi@mauriziano.it</p>	<h2>ISTRUZIONI PER LO SCOTCH TEST</h2>	<p>All.31/PG01/RS7.2 Rev 1 Data: 20 gen 19 Pagina 1 di 1</p>
---	--	--

SCOPO DELL'ESAME

- Ricerca delle uova di ENTEROBIUS VERMICULARIS

MATERIALE OCCORRENTE

- Tre vetrini porta-oggetto puliti
- Scotch trasparente

RACCOLTA DEL CAMPIONE

- La raccolta deve essere effettuata al mattino al risveglio
 - ⇒ prima del bidet o doccia
 - ⇒ prima di evacuare

MODALITA' DELLA RACCOLTA

- il Paziente deve
 - ⇒ tagliare una striscia di scotch **TRASPARENTE** della lunghezza di 2-3 centimetri
 - ⇒ applicarla per qualche secondo sul bordo anale dalla parte gommata
 - ⇒ incollarla su uno dei vetrini in dotazione
 - ⇒ ripetere l'operazione una seconda e terza volta cambiando zona di applicazione dello scotch sul bordo anale

MODALITA' DI CONSEGNA AL LABORATORIO

- Presentarsi presso la sala d'attesa del laboratorio entro le ore 10.00

AVVERTENZA

NON USARE SCOTCH OPACO

I vetrini portaoggetto possono essere ritirati presso il laboratorio analisi